

レギュラーサイドレール(1本) PA505-751  
プラッツ



サイズ		材質	
長さ750×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000319	商品番号	04-2000-2
月極	1割	2割	3割

ロングサイドレール(1本) PA505-961  
プラッツ



サイズ		材質	
長さ960×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000320	商品番号	04-2010-2
月極	1割	2割	3割

ショートサイドレール(1本) PA505-441  
プラッツ




サイズ		材質	
長さ590×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂	
TAIS	00631-000318	商品番号	04-2020-2
月極	1割	2割	3割

レギュラーサイドレール(1本) BG-75J1  
プラッツ




サイズ		材質	
長さ750×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000315	商品番号	04-2030-2
月極	1割	2割	3割

ロングタイプ対応スペーサー付レギュラーサイドレール(1本) PA505-75L1  
プラッツ




サイズ		材質	
長さ820×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000517	商品番号	04-2001-2
月極	1割	2割	3割

ロングタイプ対応スペーサー付ロングサイドレール(1本) PA505-96L1  
プラッツ




サイズ		材質	
長さ1030×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000516	商品番号	04-2011-2
月極	1割	2割	3割

ロングタイプ対応スペーサー付ショートサイドレール(1本) PA505-44L1  
プラッツ



サイズ		材質	
長さ660×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000518	商品番号	04-2021-2
月極	1割	2割	3割

ロングサイドレール(1本) BG-96J1  
プラッツ



サイズ		材質	
長さ960×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000316	商品番号	04-2040-2
月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


サービスコード 特殊寝台付属品:171004

## ショートサイドレール(1本) PA500-FU441

ブラッツ

在庫限り

JIS認証商品



Rafio  
Miolett III

サイズ	材質
幅590×高さ515mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂
TAIS 00631-000317	商品番号 04-2050-2

月極	1割	2割	3割

## ラフィオ専用超低床用キャスター(4個組) PC01-5CK

ブラッツ

JIS認証商品



※人感センサー付フットライト、サイドテーブルは併用できません

Rafio

サイズ	材質
装着時床面高:155~575mm(装着時+5mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000461	商品番号 04-2060-1

月極	1割	2割	3割

## 低床用キャスター(4個組) PC02-8CK

ブラッツ

JIS認証商品



Rafio

サイズ	材質
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000462	商品番号 04-2070-1

月極	1割	2割	3割

## ミオレットIII専用キャスター(4個組) PC03-8CK

ブラッツ

JIS認証商品



Miolett III

サイズ	材質
装着時床面高:265~605mm(装着時+15mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000561	商品番号 04-2080-1

月極	1割	2割	3割

## ミオレットII専用キャスター(4個組) PC503-8CK1

ブラッツ

JIS認証商品

在庫限り



Miolett II

※ストッパー付×2個、ストッパー無×2個の4個組

サイズ	材質
装着時床面高:285~625mm(装着時+35mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000236	商品番号 04-2090-1

月極	1割	2割	3割

## ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組) PH04-80

ブラッツ

JIS認証商品



Rafio

※キャスターとの併用はできません

サイズ	材質
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)	ABS樹脂
TAIS 00631-000463	商品番号 04-2100-2

月極	1割	2割	3割

## ミオレットIII専用ハイトスペーサー(4個組) PH05-45

ブラッツ

JIS認証商品



Miolett III

サイズ	材質
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)	ABS樹脂
TAIS 00631-000562	商品番号 04-2110-2

月極	1割	2割	3割

## ミオレットII用ハイトスペーサー PC501-FU45

ブラッツ

JIS認証商品

在庫限り



Miolett II

※キャスターとの併用はできません

サイズ	材質
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)	PP樹脂
TAIS 00631-000205	商品番号 04-2120-2

月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。  
 ※ハイトスペーサー(キャスター付きを除く)は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

## ニーパロL ニーパロひざ패드付 PG03-116MP


プラッツ

ベッドでの起き上がりやベッドからの立ち上がり  
移乗を補助するレバーロック式ベッド用グリッパ

JIS認証商品


### ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリッパの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けすることができます。



スイングアーム

22.5°毎に固定できます



### 簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックを押しながらロックレバーを起こす動作が必要です。

### ニーパロひざ패드

膝折れを防ぎ、安全な立ち上がりや移乗を実現します。

Rafio


Miolett III  
Miolett II

サイズ	重量	材質
長さ1170×高さ544mm	8.0kg	スチール・ABS/POM/EVA樹脂

TAIS	00631-000536	商品番号	04-2130-1
月極	1割	2割	3割

## ニーパロL ニーパロひざ패드付ロングタイプ対応スパーサー付 PG03-116MPL

プラッツ



JIS認証商品

Miolett III

ロングタイプ対応スパーサー


※Miolett IIIのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ1240×高さ544mm	8.4kg	スチール・ABS/POM/EVA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000534	商品番号	04-2131-1
月極	1割	2割	3割

## ハンドグリッパ PG04-75

プラッツ



JIS認証商品

Rafio  
Miolett III  
Miolett II

サイズ	重量	材質
長さ756×高さ522mm	5.1kg	スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000545	商品番号	04-2160-1
月極	1割	2割	3割

## ハンドグリッパロングタイプ対応スパーサー付 PG04-75L

プラッツ



JIS認証商品

Miolett III

※Miolett IIIのロングタイプに使用可能


サイズ	重量	材質
長さ826×高さ522mm	5.5kg	スチール・ABS/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000547	商品番号	04-2161-1
月極	1割	2割	3割

## オーバーテーブル PT01-A1

プラッツ

1枚で90cm幅/83cm幅のベッドに対応可能なオーバーテーブル  
サイドレールのパイプの高さに合わせて設置高を調節可能



※最大使用荷重/15kg

サイズ	材質
幅945~1000×奥行405×厚さ80mm	甲板:PE樹脂/スライド部・フック:ABS樹脂

TAIS	00631-000590	商品番号	04-2200-1
月極	1割	2割	3割

## 昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB

プラッツ



●最大使用荷重/30kg

サイズ	
幅840×奥行470×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み17mm	
材質	
ベースフレーム:スチール製・ABS樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)	
TAIS	00631-000618
商品番号	04-2210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## ガス圧式昇降テーブル PZT-840

プラッツ

在庫品限り



●最大使用荷重/10kg

サイズ	
幅840×奥行470×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み17mm	
材質	
フレーム部:スチール製+PP樹脂 木部:合成樹脂(メラミン)、化粧繊維板(MDF)	
TAIS	00631-000178
商品番号	04-2170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

らくしゅう  
**楽匠プラス**



パラマウントベッド



背上げ姿勢を追求した新機構とアプリと連携するICTなどを搭載した「楽匠プラスシリーズ」



Hタイプ  
多機能ボード

床面高  
21-64.5  
cm

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用  
グレードアップしたラクリアモーション  
伝い歩きなどに便利なグリップや収納を備えた多機能ボードを搭載



■ モスグリーン

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラクリアモーション
- らくらくモーション

3 モーター	Hタイプ 多機能ボード KQ-A6311	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001315	商品番号 03-6022-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2124[2014]×全高616~1051 ×全幅994mm ※〔〕内はミニ設定時	86.5kg	ボード/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・頭側・足側ベースフレーム/ スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート 台車連結管/スチール(電着・粉体塗装仕上げ)


Xタイプ  
多機能ボード  
(超低床対応)

床面高  
21-64.5  
cm

床面高  
15-58.5  
cm

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用  
便利なグリップや収納を備える多機能ボードを搭載した超低床対応モデル

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション
- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節



■ キャメル

3 モーター	Xタイプ 多機能ボード KQ-A3322	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001265	商品番号 03-6021-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

2 モーター	Xタイプ 多機能ボード KQ-A2322	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001251	商品番号 03-6020-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2124[2014]× 全高616(556)~1051(991)×全幅994mm ※〔〕内はミニ、( )内は超低床設定時	3モーター/81kg 2モーター/80kg	ボード/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・ベースフレーム/スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート


Xタイプ  
スリムボード  
(超低床対応)

床面高  
21-64.5  
cm

床面高  
15-58.5  
cm

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用  
グレード感のある木製ボードを搭載した超低床対応モデル

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション
- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節



■ キャメル

3 モーター	Xタイプ スリムボード KQ-A3325	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001410	商品番号 03-6023-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

2 モーター	Xタイプ スリムボード KQ-A2325	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001401	商品番号 03-6024-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2016[1906]× 全高616(556)~1051(991)×全幅994mm ※〔〕内はミニ、( )内は超低床設定時	3モーター/79.4kg 2モーター/78.4kg	ボード/MDFなどオレフィン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・ベースフレーム/スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています( 非課税 商品を除く)



■ もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。背上げをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム 4つの新しいアイデアを取り入れたプラス ライン ボトムが新登場。より身体の動きに合った起き上がり動作で骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現しています。ラクリアモーション（Hタイプのみ）だけでなく、すべての背上げ機構で効果を発揮します。



### より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

### より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背上げ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

### 身体とベッドの軸を合わせやすい腰ボトム

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背上げするときの身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、連動機能など膝上げを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

### 身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きに身体がフィットしやすくなりました。また、膝裏の接触面積が増えることで当たりも良く馴染みやすくなっています。

### ■ 手元スイッチからの呼び出しを受信

ご家族のスマートフォンに通知できます。



手元スイッチは無線通信のBluetoothスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン\*に通知できます。

呼び出し機能



KQ-A63111の手元スイッチ

\*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。また本商品にスマートフォンは含まれていません。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。通知を受信した際の音やバイブレーションは、お持ちのスマートフォンの設定により異なります。

\*ベッドからの呼び出し通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。

### ■ スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォン\*で、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。一人ひとりの使いやすさに配慮しています。\*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。



#### ● コントローラー画面

今お使いの手元スイッチと同じ内容のボタンを、スマートフォンの画面上で選択できます。↑↓を長押しすると、手元スイッチと同様のベッド操作ができます。イラストの姿勢は実際のポジションに合わせて動き、スイッチの長押し中はバイブレーションが作動します。



#### ● メモリー画面

ボタンを選択すると、あらかじめ設定したポジションに向かってベッドを動かします。例えば介護する方が代わっても、良く使うポジションを正確に再現できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。



#### ● セレクト画面

連動、頭、足、高さのアイコンをタッチすると操作したい部位が選択され、↑↓を長押しすると操作できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。

### ■ 介護しやすい高さを設定できる

ベッドを最大64.5cm\*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。また、調節は垂直昇降方式です。

\*Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。



垂直昇降方式

### ■ 足先の角度調節機能


膝上げをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。「歩きにくい」「靴や靴下がはきにくい」など離床の障害ともなる足のむくみにも配慮しています。



### ■ Xタイプは最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、Hタイプ・Xタイプともに最低床高21cmと低く抑えた設計です。

さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えることができます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやすいように配慮しています。




最低床高21cm 最低床高15cm Xタイプは脚座の取り付け向きの変更で超低床へ設定することができます。

床面高 21~64.5 cm

床面高 15~58.5 cm Xタイプの超低床設定時

### ■ 1台のベッドで、レギュラー・ミニのサイズ変更が可能

楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。



レギュラー ミニ

### ■ 高頻度接触部位の衛生面に配慮

ボードやサイドレールなどの接触頻度の高い部位は耐薬品性に優れた材質を使用しており、清拭消毒(薬品などで拭く)に対応しています。衛生管理や感染対策のしやすさにも配慮しています。

パラマウントベッド社の「ベッド操作アプリ」は、こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様の責任となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。



福祉用具貸与事業者さま向けの専用アプリは、こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様の責任となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。



\*Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービス マークです。\*GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

らくしゅう  
**楽匠 Z**

パラマウントベッド

**楽匠 Z**

樹脂ボード




木製ボード

ベッドの傾斜を組み合わせた新・背上げ機構でこれまでにない身体にやさしい起き上がり姿勢をサポート



■人の身体に合わせて伸びながら曲がるキューマラインボトム

背ボトムの連結部分が、背上げと同時に身体に沿って伸びながら曲がるパラマウントベッド独自の構造です。人の身体の動きに合わせて、背上げに伴う圧迫感や身体のズレの少ない起き上がりを実現しています。



■背と膝とベッドの傾斜を組み合わせた背上げ機構 ラククリアモーション



① 身体がズレないように膝を上げながら上体を起こし始めます。



② 少し上体を起こしてからベッドが傾き始めます。



③ ベッドが10°傾くと傾斜が止まり、さらに上体を起こします。



④ 上体を起こしながら膝を下げることで、圧迫感を軽減し、骨盤の立った安定した姿勢で起き上がります。

■背と膝を組み合わせたらくらくモーション

背と膝の上げ下げを組み合わせることで、背上げをするときの身体のズレや圧迫感を抑える背上げ機構です。



上体を起こしながら、膝を下げて圧迫感を軽減します。



安定した姿勢で起き上がります。

■ご利用者さまにも介護する方にもやさしい低床21cm+ロングストローク

最低床高21cm、小柄な方でもかかとがしっかりと床につくように設計されています。また高さは64.5cmまで上げられるため、介護する方も適切な姿勢で介護できます。なお、垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

床面高 21-64.5 cm





**3** モーション

- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラクリアモーション
- らくらくモーション

**2** モーション

- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節
- ラクリアモーション



※( )内はオプション受け取納時 ※単位はmm

モーション	材質	幅	タイプ	TAIS	商品番号	月極	1割	2割	3割
3	樹脂ボード	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000785	03-6000-2	月極	1割	2割	3割
3	樹脂ボード	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000785	03-6001-2	月極	1割	2割	3割
2	樹脂ボード	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000777	03-6002-2	月極	1割	2割	3割
2	樹脂ボード	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000777	03-6003-2	月極	1割	2割	3割
3	木製ボード	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000786	03-6004-2	月極	1割	2割	3割
3	木製ボード	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000786	03-6005-2	月極	1割	2割	3割
2	木製ボード	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000778	03-6006-2	月極	1割	2割	3割
2	木製ボード	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000778	03-6007-2	月極	1割	2割	3割

\*特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています( 非課税 商品を除く)

らくしゅう フィーズ  
**楽匠 FeeZ**

パラマウントベッド

安心感を高める“超”低床電動ベッド




非課税

在庫品限り

楽匠 *FeeZ*  
らくしゅう フィーズシリーズ



超低床15cmから55cm  
までの垂直昇降




床面高  
15-55  
cm

■液晶表示付き手元スイッチで安心操作

ベッドの状態が絵記号と数値で示されるので、目で確かめながらベッドを操作できます。

- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/20°
- 高さ調節



■ふとんからベッドに移行しやすい最低床高15cmの超低床

最も低い状態で、床からボトム上面までが15cmの超低床設計。ふとんからベッドに移行する際の違和感が少なく、万一転落したときの衝撃も緩和できます。また、高さは最高で55cmまであげることができ、ベッドからの立ちあがりや介護にも配慮しています。またベッドがスイングせずに垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

■キューマラインボトム


ベッドの連結部分を背上げと同時に身体に沿って曲げながら伸ばす仕組みによって、身体がズレにくく、胸や腹部の圧迫感の少ない起き上がりを可能にします。

2 モーター	木製ボード KQ-7733	91cm幅	サイズ可変	TAIS:00170-000892	商品番号 03-6010-2	月極	1割	2割	3割
-----------	------------------	-------	-------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-161Q-1

パラマウントベッド  
抜き差しがしやすく、使いやすい  
サイドレールです

JIS認証商品



楽匠+  
楽匠Z  
楽匠 *FeeZ*  
サイズ

長さ964×高さ503mm


福祉用具届出コード 00170-Z00019 商品番号 04-6000-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-171Q-1

パラマウントベッド  
オーバーレイや厚みのある体圧分散マットレスを  
使用する場合などにお使いください

JIS認証商品



楽匠+  
楽匠Z  
楽匠 *FeeZ*  
サイズ

長さ964×高さ563mm


福祉用具届出コード 00170-Z00197 商品番号 04-6010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-151Q

パラマウントベッド  
スイングアーム介助バーとの  
組み合わせに適した、  
コンパクトサイズ

JIS認証商品



楽匠+  
楽匠Z  
楽匠 *FeeZ*  
サイズ

長さ590×高さ503mm


TAIS 00170-000537 商品番号 04-6020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-191Q

パラマウントベッド  
スイングアーム介助バーとの  
組み合わせに適した、  
コンパクトサイズ

JIS認証商品



楽匠+  
楽匠Z  
楽匠 *FeeZ*  
サイズ

長さ827×高さ503mm

TAIS 00170-000752 商品番号 04-6030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。  
※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています( 非課税 商品を除く)



サービスコード 特殊寝台付属品:171004


## スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド

アームの開閉操作がしやすいセーフティロック付きの介助バー

### 固定ハンドルで取り付け・取り外しが簡単

ベッドのオプション取付穴に差し込んで、固定ハンドルを固定位置に突き当たるまで回すだけでしっかりと取り付けられます。取り外すときには解除位置にカチッと合はまるまで回すだけで取り外すことができます。



角度調整:最大120°(30°刻み)

### つかまりやすいアーム設計

スイングアームの角度は5段階に0°~120°の30°刻みに調節できます。アーム部には滑りにくい材質を使用しています。また、アームの端部を認識しやすいように突起を設けています。

### 誤操作の予防に配慮したロックレバー

角度調節を行うロックレバーには、誤操作を予防するためにセーフティロック機構を採用しています。ロックレバー周りのすき間を狭くすることで、挟み込みのリスクを低減しています。

JIS認証商品

TAIS 00170-001205

商品番号 04-6220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

楽匠+

楽匠乙

楽匠 *feez*

サイズ


長さ1120×高さ521mm

## スイングアーム介助バー KS-098A

パラマウントベッド

開閉式スイングアーム(自動固定機能付き)が備わったベッド用手すり

JIS認証商品



楽匠+

楽匠乙

楽匠 *feez*

サイズ

長さ1121×高さ526mm

角度調整:最大120°(30°刻み)

TAIS 00170-000898

商品番号 04-6040-1


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## サイドグリップ KS-030A

パラマウントベッド

開閉部の無いコンパクトなベッド用手すり

JIS認証商品



楽匠+

楽匠乙

楽匠 *feez*

サイズ

長さ822×高さ523mm

TAIS 00170-000897

商品番号 04-6060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## 延長フレーム KQ-P72L

パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm長くするための延長フレームです

JIS認証商品



楽匠乙

サイズ

91cm幅用

TAIS 00170-000793

商品番号 04-6080-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## 延長マットレス KE-551L

パラマウントベッド

JIS認証商品



サイズ

[91cm幅用]厚み:80mm

TAIS 00170-000563

商品番号 04-6070-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## キャスター KQ-P70C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠+

楽匠乙

サイズ

取り付け時のベッドの高さ:+30mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはHタイプのみ対応

TAIS 00170-000794

商品番号 04-6090-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## キャスター KQ-P90C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠+

楽匠 *feez*

サイズ

取り付け時のベッドの高さは変わりません

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000560

商品番号 04-6100-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※延長マットレス/フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)



## キャスター付きハイトスペーサー KQ-P90CH

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の  
ベッドの高さ:+65mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000608

商品番号 04-6110-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で  
高さの調節ができます

サイズ

幅907×奥行445×  
高さ610~925mm  
天板寸法:幅900×奥行400mm

材質

本体:スチール製  
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000716

商品番号 04-6130-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA

パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にて  
ガススプリング機構による  
無段階の高さ調整が簡単に行えます

サイズ

幅1334×奥行432×  
高さ630~950mm  
天板寸法:幅1284×奥行400mm

材質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ成形



TAIS 00170-000321

商品番号 04-6150-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## アジャストテーブル KQ-090

パラマウントベッド

これ1枚で、83cm幅、  
91cm幅のベッドに対応



サイズ

幅320mm×長さ700~1062mm

TAIS 00170-000188

商品番号 04-6170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## ハイトスペーサー KQ-P90H

パラマウントベッド

JIS認証商品



楽匠

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の  
ベッドの高さ:+65mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000561

商品番号 04-6120-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## ノブボルト調節式ベッドサイドテーブル KF-282

パラマウントベッド

高さを調整するときに、誤操作による  
天板の急な落下を防ぐ設計です

サイズ

幅808×奥行450×  
高さ630~955mm  
天板寸法:幅800×奥行400mm

材質

本体:スチール製  
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000399

商品番号 04-6140-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-813

パラマウントベッド

支柱のつまみをゆるめて  
高さ調整ができる  
オーバーベッドテーブルです

サイズ

幅1210×奥行400×  
高さ630~955mm  
天板寸法:幅1210×奥行400mm

材質

天板:メラミン樹脂化粧板張り



TAIS 00170-000387

商品番号 04-6160-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## リハビリテーブル KF-840

パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ  
高さの調整はノブボルトを  
ゆるめて行います

サイズ

幅790×奥行580×  
高さ540~790mm  
天板寸法:幅790×奥行500mm

材質

本体:スチール製  
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000489

商品番号 04-6180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----


※ハイトスペーサー（キャスター付きを除く）は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）


## ダブルウェーブマットレス 洗淨タイプ

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかり支えるマットレスです



ギャッチ性、クッション性に優れたダブルウェーブ構造



厚さ  
8cm

MB-2500L レギュラー  
[90cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000184
商品番号	<b>04-4180-2</b>

サイズ/幅900×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500L ショート  
[90cm幅 ショート]

TAIS	00167-000184
商品番号	<b>04-4181-2</b>

サイズ/幅900×長さ1810×厚さ80mm

MB-2500M レギュラー  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000185
商品番号	<b>04-4182-2</b>

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500M ショート  
[83cm幅 ショート]

TAIS	00167-000185
商品番号	<b>04-4183-2</b>

サイズ/幅830×長さ1810×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています



厚さ  
8cm

KE-551Q  
[91cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000159
商品番号	<b>04-6190-2</b>

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ80mm

KE-551Q  
[91cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000286
商品番号	<b>04-6191-2</b>

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ80mm

KE-553Q  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000142
商品番号	<b>04-6192-2</b>

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

KE-553Q  
[83cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000285
商品番号	<b>04-6193-2</b>

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## FKマットレス

フコク

高機能・高融点ポリエステルクッション材を使用

素材

表地:ニット地ポリエステル100%、  
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%



厚さ  
8cm

FKマットレス90  
[90cm幅 レギュラー]

TAIS	00853-000004
商品番号	<b>04-9000-2</b>

サイズ/幅900×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス90  
[90cm幅 ショート]

TAIS	00853-000012
商品番号	<b>04-9001-2</b>

サイズ/幅900×長さ1800×厚さ80mm

FKマットレス83  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00853-000003
商品番号	<b>04-9002-2</b>

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス83  
[83cm幅 ショート]

TAIS	00853-000011
商品番号	<b>04-9003-2</b>

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## 2way sleepマットレス

ニシケン仕様

床ずれ予防に効果

4ゾーン・プロファイル


(凹凸加工)

厚さ  
10cm



素材

無膜ウレタン(ポリエーテル)



RJ-02-91R  
[91cm幅 レギュラー]

TAIS	00455-000049
商品番号	<b>04-9010-2</b>

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-91S  
[91cm幅 ショート]

TAIS	00455-000051
商品番号	<b>04-9011-2</b>

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ100mm

RJ-02-83R  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00455-000050
商品番号	<b>04-9012-2</b>

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-83S  
[83cm幅 ショート]

TAIS	00455-000052
商品番号	<b>04-9013-2</b>

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ100mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

# エバーフィットC3マットレス

パラマウントベッド

エバーフィットマットレスが進化

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス

**Everfit C<sup>3</sup>**

### 端座位姿勢をさらに安定しやすくしたサイドエッジ


サイドエッジの幅を、旧エバーフィットマットレスよりも広げるとともに、より硬い素材を使用することで、端座位をとるときに安定しやすくなりました。

- 体圧分散性が向上し、床ずれリスクが軽減
- 「ムーブサポートフォーム」の採用で動きやすさが向上
- 「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポート

### 背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン

ハードフィット面側のクッション材に直線状のスリットを設けています。またサイドエッジにもカッティングを施しています。マットレスの屈曲性を高めてベッドの動きへの追従性を向上させることで、背あげに伴う圧迫感と姿勢のくずれを抑えます。

厚さ  
**10cm**



ソフトフィット面

体圧分散性と動きやすさを選べるリバーシブル構造

- 体圧分散性に優れたソフトフィット面
- 適度な反発性で動きやすいハードフィット面

消臭加工を施し、臭いの成分を吸着・分解  
ソフトフィット面の側地に消臭加工を施し、排泄物・汗・体臭などの臭いの成分を吸着・分解します。

クッション材の分割構造

クッション材は、メンテナンスに配慮した構造でハードフィット面とソフトフィット面に分割できます。

ハードフィット面

通気タイプ



清拭タイプ



素材

マットレス洗浄に対応する  
通気・通水カバー

側地: ポリエステル  
クッション材: ポリエステル, ポリウレタン

素材

次亜塩素酸ナトリウムによる  
清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバー

側地: ポリエステル, ポリウレタン  
クッション材: ポリエステル, ポリウレタン

タイプ		品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	91cm幅	レギュラー	KE-611TQ	910×1910×100mm	00170-001042	<b>04-6200-2</b>			
	83cm幅		KE-613TQ	830×1910×100mm	00170-001044	<b>04-6201-2</b>			
	91cm幅	ミニ	KE-612TQ	910×1800×100mm	00170-001043	<b>04-6204-2</b>			
	83cm幅		KE-614TQ	830×1800×100mm	00170-001045	<b>04-6205-2</b>			
清拭	91cm幅	レギュラー	KE-611SQ	910×1910×100mm	00170-001037	<b>04-6202-2</b>			
	83cm幅		KE-613SQ	830×1910×100mm	00170-001039	<b>04-6203-2</b>			

# アルファプラ すくっとRe 通気タイプ

タイカ

マットレス内部の空洞が変形することで、


動きや座位の姿勢をサポートします

厚さ  
**8cm**

### ● 安定性の高い端部の構造

端座位や立ち上がり時の安定性と介助のしやすさを考え、アクティブエリアは硬めのウレタンフォームを使用しています。

### ● 高弾性で動きやすさをサポート



**αPLA すくっとRe**



TS-SKT-ReA1R  
[91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000108
商品番号	<b>04-9020-2</b>

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA1S  
[91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000109
商品番号	<b>04-9021-2</b>

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3R  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000106
商品番号	<b>04-9022-2</b>

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3S  
[83cm幅 ショート]

TAIS	00563-000107
商品番号	<b>04-9023-2</b>

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています( 非課税 商品を除く)



## ユービーポイントマットレス

プラッツ


硬さが選べるリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

厚さ  
8cm

UBpoint  
PLATZ



通気タイプ



防水タイプ

素材

表面:ポリエステル  
内部:ウレタンフォーム

素材

表面:ポリウレタンラミネート・ポリエステル  
内部:ウレタンフォーム

タイプ		品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	90cm幅	レギュラー	PM09-A9008	900×1910×80mm	00631-000464	<b>04-2190-2</b>			
		ショート	PM09-A9008S	900×1820×80mm	00631-000467	<b>04-2191-2</b>			
	83cm幅	レギュラー	PM09-A8308	830×1910×80mm	00631-000468	<b>04-2192-2</b>			
		ショート	PM09-A8308S	830×1820×80mm	00631-000469	<b>04-2193-2</b>			
防水	90cm幅	レギュラー	PD503-A9008	900×1910×80mm	00631-000247	<b>04-2194-2</b>			
		ショート	PD503-A9008S	900×1820×80mm	00631-000253	<b>04-2195-2</b>			
	83cm幅	レギュラー	PD503-A8308	830×1910×80mm	00631-000254	<b>04-2196-2</b>			
		ショート	PD503-A8308S	830×1820×80mm	00631-000255	<b>04-2197-2</b>			


## テルサ 防水・清拭消毒タイプ

モルテン

“質感が選べる”

体圧分散式 標準マットレス

厚さ  
12cm



●選べる質感  
リバーシブルによる選択

やわらかい質感(スリット形状)としっかりした質感(フラット形状)の2つをお選びいただけます。



スリット形状 フラット形状

MTLS1291  
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000204  
商品番号 **04-9040-2**  
サイズ/幅910×長さ1910×厚さ120mm

MTLS1283  
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000203  
商品番号 **04-9041-2**  
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ120mm

素材

マット:ウレタンフォーム  
カバー:ウレタン合皮(防水・清拭消毒タイプ、制菌加工)

●選べる質感  
部分交換による選択

頭部、臀部、足部で異なる質感を選ぶことが出来ます。

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

## ソフィア 通気・洗浄タイプ

モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立

厚さ  
10cm



ウラ面(かため)

オモテ面(やわらかめ/スリット形状)

MHAV1091A [91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000313  
商品番号 **04-9051-2**  
サイズ/幅910×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1091SA [91cm幅 ショート]

TAIS 00054-000314  
商品番号 **04-9052-2**  
サイズ/幅910×長さ1800×厚さ100mm

MHAV1083A [83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000311  
商品番号 **04-9053-2**  
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1083SA [83cm幅 ショート]

TAIS 00054-000312  
商品番号 **04-9054-2**  
サイズ/幅830×長さ1800×厚さ100mm

素材

マット:ウレタンフォーム インナーメッシュカバー:ポリエステル カバー:ポリエステル

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

